


DIVER CE

Diver^{ce}



Быстрая замена
Катетер для удаления тромбов



INVAtec
Innovative Technologies

We make ideas come alive

Diver ce

Катетер для удаления тромбов Быстрой замены

Эффективное удаление тромбов Естественный путь - быстрейший путь

Создавая новый стандарт ведения больных с тромбозом, катетер для удаления тромбов Driver CE полностью соответствует клиническим потребностям интервенционных вмешательств: высокая скорость и эффективность

Инструмент выбора при ОИМ и острых тромбозах в стенке

Данные клинического изучения подтверждают концепцию

ОИМ Окклюзия ПКА



Совместим с 6F
проводниковым катетером

Гидрофильное покрытие LFC

Два типа катетеров
для максимального результата

Единственный центральный
аспирационный канал.
При организованном тромбозе.

Версия с боковыми
отверстиями
для свежих тромбов.



Поперечный разрез
с увеличенным
аспирационным каналом



DriverCe: аспирация тромба

2



Кровоток TIMI 3

3



Diver^{ce}

Технические спецификации



Дизайн катетера	Быстрая замена
Диаметр аспирационного просвета	0.9 мм (экв. диам. 1.2 мм)
Длина катетера	145 см
Покрытие	Гидрофильное
Диаметр катетера	Кончик 0.023" Дистально 4.7 F Проксимально 3.8 F
Рентгеноконтрастные маркеры	1 мм от кончика
Совместимый проводник	0.014"
Совместимый проводниковый катетер	6 F (В.Д.≥0.068")
№	
версия с боковыми отв. на кончике	DIV 011 014 145
версия без боковых отверстий	DIV 010 014 145

1 French (F) = 0.333 мм - 1 дюйм (") = 25.4 мм

Всё, что необходимо.
Бери и пользуйся!

- Шприц 30 мл
- Краник
- Удлинительная линия
- Фильтр



INVATEC
Innovative Technologies

Корпорация Invatec оставляет за собой право на модификацию продукции без дополнительного оповещения.

CE 0124

ISO 9001:2000 & EN ISO 13485:2003 Certified