


AVION PLUS

RX - OTW Balloon
Angioplasty Catheter

Весь спектр для любого
коронарного вмешательства



- Хронические окклюзии
- OTW дизайн
- Ультранизкий профиль
- 1.25 – 1.50 mm Ø
- Высочайшая гибкость
- 14 атм. RBP

- Коронарные артерии
- 1.25 – 5.00 mm Ø
- RBP до 18 атм.
- RX дизайн
- Дифференцированный материал

- Аутовенозные шунты
- 5.00 – 7.00 mm Ø

■ Маммарный анастомоз

- 160 см длина катетера
- 2.50 – 4.00 mm Ø
- 20 – 30 mm длина баллона

Техническая спецификация

Доступные диаметры	1.25 - 1.50 - 2.00 - 2.25 - 2.50 - 2.75 - 3.00 - 3.25 - 3.50 - 3.75 - 4.00 - 4.50 - 5.00 - 5.50 - 6.00 - 7.00 mm
Длина баллона	10, 14, 20, 30, 40 mm
Покрытие	Proximal shaft: PTFE Distal Shaft: LFC
Общая длина	140 cm

We make ideas come alive