

FALCON CTO

FALCON

CTO

PTCA Balloon Catheter

Самый маленький в мире
PTCA Balloon - 1.00 mm



еще меньше



- Фиксированная трубка препятствует складыванию
- Специальный удлиненный кончик (POP*) способствует прохождению поражения

NEW

A real innovation



Technical specifications

Материал баллона	FLEXITEC™ PF
Покрытие	LFC hydrophilic coating
Диаметры катетера	OTW distal 2.2 F proximal 3.3 F
	RX distal 2.2 F proximal 2.0 F
Маркеры	1 or 2 swaged (zero profile) Platinum Iridium
Рекомендо проводник	0.014" (0.36 mm)
Диаметр баллона	1 mm
Длина баллона	10, 14, 20 mm
Дизайн катетера	RX или OTW
Общая длина	145 cm and 160 cm

*POP- Progressive Obtruding Performance
A special thanks to Dr. Giovanni Pedrazzini MD (Cardiocentro Ticino Lugano) for his contribution to Falcon CTO concept development

We make ideas come alive