

FALCON FORTE

FALCON FORTE



PTCA Balloon Catheter

Самый
ПРОЧНЫЙ
в мире PTCA Balloon
... до 22 атм. (RBP)



We make ideas come alive

NEW

A real innovation

INVATEC
Innovative Technologies

FALCON FORTE



Техническая спецификация

Дизайн катетера	RX
Материал баллона	FLEXITEC™ HP
Покрытие	LFC hydrophilic coating
Диаметры катетера	distal 2.7 F proximal 2.0 F
Общая длина	145 cm
Маркеры	1 or 2 swaged (zero profile) Platinum Iridium
Max. проводник	0.014" (0,36 mm)

1 French (F) = 0.333 mm - 1 inch (") = 25.4 mm

Specifications

Ref N°	Balloon diameter (mm)	Balloon length (mm)	N° of markers	Ref N°	Balloon diameter (mm)	Balloon length (mm)	N° of markers	Ref N°	Balloon diameter (mm)	Balloon length (mm)	N° of markers
FLC 020 010 F11	2.00	10	1	FLC 030 007 F11	3.00	7	1	FLC 040 010 F11	4.00	10	1
FLC 020 010 F12	2.00	10	2	FLC 030 007 F12	3.00	7	2	FLC 040 010 F12	4.00	10	2
FLC 020 014 F12	2.00	14	2	FLC 030 010 F11	3.00	10	1	FLC 040 014 F12	4.00	14	2
FLC 020 020 F12	2.00	20	2	FLC 030 010 F12	3.00	10	2	FLC 040 020 F12	4.00	20	2
FLC 020 030 F12	2.00	30	2	FLC 030 014 F12	3.00	14	2	FLC 040 030 F12	4.00	30	2
FLC 022 007 F11	2.25	7	1	FLC 030 020 F12	3.00	20	2	FLC 045 010 F11	4.50	10	1
FLC 022 007 F12	2.25	7	2	FLC 030 030 F12	3.00	30	2	FLC 045 010 F12	4.50	10	2
FLC 022 010 F11	2.25	10	1	FLC 032 007 F11	3.25	7	1	FLC 045 014 F12	4.50	14	2
FLC 022 010 F12	2.25	10	2	FLC 032 007 F12	3.25	7	2	FLC 045 020 F12	4.50	20	2
FLC 022 014 F12	2.25	14	2	FLC 032 010 F11	3.25	10	1	FLC 050 010 F11	5.00	10	1
FLC 022 020 F12	2.25	20	2	FLC 032 010 F12	3.25	10	2	FLC 050 010 F12	5.00	10	2
FLC 022 030 F12	2.25	30	2	FLC 032 014 F12	3.25	14	2	FLC 050 014 F12	5.00	14	2
FLC 025 007 F11	2.50	7	1	FLC 032 020 F12	3.25	20	2	FLC 050 020 F12	5.00	20	2
FLC 025 007 F12	2.50	7	2	FLC 032 030 F12	3.25	30	2				
FLC 025 010 F11	2.50	10	1	FLC 035 007 F11	3.50	7	1				
FLC 025 010 F12	2.50	10	2	FLC 035 007 F12	3.50	7	2				
FLC 025 014 F12	2.50	14	2	FLC 035 010 F11	3.50	10	1				
FLC 025 020 F12	2.50	20	2	FLC 035 010 F12	3.50	10	2				
FLC 025 030 F12	2.50	30	2	FLC 035 014 F12	3.50	14	2				
FLC 027 007 F11	2.75	7	1	FLC 035 020 F12	3.50	20	2				
FLC 027 007 F12	2.75	7	2	FLC 035 030 F12	3.50	30	2				
FLC 027 010 F11	2.75	10	1	FLC 037 010 F11	3.75	10	1				
FLC 027 010 F12	2.75	10	2	FLC 037 010 F12	3.75	10	2				
FLC 027 014 F12	2.75	14	2	FLC 037 014 F12	3.75	14	2				
FLC 027 020 F12	2.75	20	2	FLC 037 020 F12	3.75	20	2				
FLC 027 030 F12	2.75	30	2	FLC 037 030 F12	3.75	30	2				

INVATEC
Innovative Technologies

Under continuous product development program, Invatec reserves the right to modify specifications without prior notice.



ISO 9001:2000 & EN ISO 13485:2003 Certified

0170146

РаймедЦентр
Tel.

FALCON FORTE

PTCA Balloon Catheter

Высокая мощность при
бескомпромиссной легкости



Compliance Chart

Pressure (bar)	Balloon Diameter											
	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.5	5	
7	1.90	2.15	2.40	2.65	2.90	3.15	3.40	3.65	3.90	4.40	4.89	
8	1.94	2.19	2.44	2.67	2.94	3.19	3.44	3.69	3.94	4.44	4.93	
9	1.97	2.22	2.47	2.72	2.97	3.22	3.47	3.72	3.97	4.47	4.97	
10 (nominal)	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.50	5.00	
11	2.01	2.26	2.51	2.76	3.01	3.27	3.52	3.77	4.03	4.53	5.03	
12	2.02	2.27	2.52	2.77	3.02	3.29	3.54	3.79	4.06	4.56	5.06	
13	2.03	2.28	2.53	2.78	3.03	3.31	3.56	3.82	4.09	4.60	5.09	
14	2.04	2.29	2.54	2.79	3.04	3.33	3.58	3.85	4.12	4.64	5.12	
15	2.05	2.30	2.55	2.80	3.05	3.35	3.60	3.89	4.16	4.68	5.16	
16	2.06	2.31	2.57	2.82	3.06	3.38	3.63	3.93	4.20	4.72	5.20	
17	2.08	2.33	2.59	2.84	3.08	3.41	3.66	3.97	4.24	4.76	5.24	
18	2.10	2.35	2.61	2.88	3.10	3.44	3.69	4.01	4.28	4.80	5.28	
19	2.12	2.37	2.63	2.88	3.12	3.47	3.72	4.05	4.32	4.84	5.32	
20	2.14	2.39	2.65	2.90	3.14	3.50	3.75	4.09	4.36	4.88	5.36	
21	2.16	2.41	2.67	2.92	3.16	3.53	3.78	4.13	4.40	4.92	5.40	
22	2.18	2.43	2.70	2.95	3.18	3.56	3.81	4.16	4.45	4.96	5.44	
23	2.20	2.45	2.73	2.98	3.22	3.6	3.85	4.23	4.50	5.00	5.48	
24	2.22	2.47	2.76	3.01	3.25	3.64	3.89					
25	2.24	2.50	2.79	3.04	3.28	3.68	3.93					

in vitro results do not exceed RBP