

Баллон с лекарственным покрытием



IN.PACT  
PACIFIC

Pacitaxel-eluting PTA balloon catheter

**Баллон, покрытый паклитакселем – быстрое лечение для достижения хороших отдалённых результатов при вмешательстве на ПБА**

We make ideas come alive

Обоснование применения системы .018“ для бедренно-подколенной зоны

- Меньший диаметр пункционного отверстия
- Меньший профиль кончика (0.021“ по сравнению с 0.038“)
- Возможность прохождения зоны поражения проводником 0.018“
- При использовании проводника 0.018“ лучшим вариантом является использование баллона 0.018“ для облегчения прохождения зоны поражения

#### Спецификации

Дизайн катетера	На проводнике
Диапазон диаметров	Ø 3 – 7 мм
Диапазон длин	40, 60, 80, 120 мм
Проводники	0.018“
Длина доставки	90, 130 см
Материал баллона	FLEXITEC™ Xtreme
Покрытие	FreePac™
Диаметр доставки	3.9 F
Профиль кончика	0.021”
Интродьюсер	4F - 5F (от 4 мм)
Номинальное давл.	8 атм
Давление разрыва	до 18 атм



# IN.PACT PACIFIC

## Доступные размеры

### Order information

Ref N° 90 cm shaft length	Ref N° 130 cm shaft length	Balloon diameter (mm)	Balloon length (mm)	Recom. introducer sheath (F)	RBP (bar)
PCF 030 040 09F	PCF 030 040 13P	3.00	40	4	20
PCF 030 060 09F	PCF 030 060 13P	3.00	60	4	14
PCF 030 080 09F	PCF 030 080 13P	3.00	80	4	14
PCF 030 120 09F	PCF 030 120 13P	3.00	120	4	14
PCF 035 040 09F	PCF 035 040 13P	3.50	40	4	20
PCF 035 060 09F	PCF 035 060 13P	3.50	60	4	14
PCF 035 080 09F	PCF 035 080 13P	3.50	80	4	14
PCF 035 120 09F	PCF 035 120 13P	3.50	120	4	14
PCF 040 040 09F	PCF 040 040 13P	4.00	40	5	20
PCF 040 060 09F	PCF 040 060 13P	4.00	60	5	14
PCF 040 080 09F	PCF 040 080 13P	4.00	80	5	14
PCF 040 120 09F	PCF 040 120 13P	4.00	120	5	14
PCF 045 040 09F	PCF 045 040 13P	4.50	40	5	20
PCF 045 060 09F	PCF 045 060 13P	4.50	60	5	14
PCF 045 080 09F	PCF 045 080 13P	4.50	80	5	14
PCF 045 120 09F	PCF 045 120 13P	4.50	120	5	14
PCF 050 040 09F	PCF 050 040 13P	5.00	40	5	20
PCF 050 060 09F	PCF 050 060 13P	5.00	60	5	14
PCF 050 080 09F	PCF 050 080 13P	5.00	80	5	14
PCF 050 120 09F	PCF 050 120 13P	5.00	120	5	14
PCF 060 040 09F	PCF 060 040 13P	6.00	40	5	16
PCF 060 060 09F	PCF 060 060 13P	6.00	60	5	14
PCF 060 080 09F	PCF 060 080 13P	6.00	80	5	14
PCF 060 120 09F	PCF 060 120 13P	6.00	120	5	14
PCF 070 040 09F	PCF 070 040 13P	7.00	40	5	12
PCF 070 060 09F	PCF 070 060 13P	7.00	60	5	12
PCF 070 080 09F	PCF 070 080 13P	7.00	80	5	12
PCF 070 120 09F	PCF 070 120 13P	7.00	120	5	12

диаметры 3.0- 7.0 мм  
 доступны половинные размеры  
 длины 40 – 120 мм  
 доставка 90 и 130 см

## Баллон на платформе Pacific Xtreme

Pacific Xtreme продолжает традицию успешности  
 НОВЫЙ материал доставки

Для хорошей «проталкиваемости» и лучшего сопротивления к  
 перегибам, совмещённые с прекрасной гибкостью

Уникальный выбор размеров и высокое давление разрыва

Диаметры баллонов от 2 до 7 мм, длины до 150 мм

НОВЫЙ материал баллона FLEXITEC™ Xtreme

Для лучшей гибкости и сопротивляемости к повреждениям с  
 сохранением высокого давления разрыва

Прикреплённый усилитель к системе доставки

Для предотвращения эффекта «аккордеона» и улучшенной  
 проталкиваемости