

SCUBA



На передний край гибкости

■ Первый периферический Cobalt-Chromium стент с закрытой ячейкой

Точная доставка и высокая гибкость для контралатерального доступа

NEW



Технические спецификации

Стент	
Диаметры	5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Длина	18, 30, 38, 55, 75 mm
Дизайн стента	Laser slotted, closed cell
Материал стента	Cobalt Chromium
Толщина ячейки	120 μm (ø 5-8 mm) 152 μm (ø 9-10 mm)
Система доставки	
Дизайн катетера	Over the wire, dual lumen shaft
Рекомендуемый проводник	0.035"
Материал баллона	FLEXITEC™ Xtreme
Рабочая длина катетера	80, 130 cm
Диаметр катетера	5F

We make ideas come alive

INVATEC
Innovative Technologies

www.invatec.com info@invatec.com